




CONNECT AND PROTECT

19" Лабораторные Стойки

12/2022

Шкафы – 19" лабораторная стойка

ОБЗОР

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ

Шкафы 1

Корпуса
настенные 2

Принадлежности
для шкафов и
настенных
корпусов 3

Системы контроля
микроклимата .. 4

Электронные
корпуса 5

Блочные каркасы/
19" шасси 6

Передние панели,
вставные модули,
кассеты 7


Системы 8

Источники
питания 9


Объединительные
платы 10

Разъемы,
элементы
для передних
панелей 11

Приложение ... 12



Организация укладки кабелей спереди и сзади



Широкий выбор полок различных вариантов

ПРИМЕНЕНИЯ / ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

19" однорамные открытые стойки обеспечивают свободный доступ к установленному оборудованию со всех сторон. В них могут быть установлены блочные каркасы, 19" корпуса и прочие 19" компоненты. Две вертикальные стойки из профилированной стали крепятся винтами к мобильному или стационарному основанию. 19" системная перфорация расположена так, что бы передние панели можно было установить заподлицо. Вся конструкция является разборной.

Мобильное основание стойки оснащено поворотными роликами диаметром 100 мм. Передняя пара роликов имеет фиксаторы.

В стационарном исполнении стойка оснащена устойчивым основанием.

СТАНДАРТЫ / НОРМАТИВЫ


- Внешние и внутренние размеры соответствуют IEC 60297-3-100

Шкафы – 19" лабораторная стойка

ОБЗОР

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА

- Мобильная или стационарная
- Широкий выбор полок
- Принадлежности для организации кабельной разводки



01305001

МОБИЛЬНАЯ

- 36 U
- Допустимая нагрузка до 200 кг



01305002

СТАЦИОНАРНАЯ

- 24 и 39 U
- Допустимая нагрузка до 150 кг

SERVICEPLUS

Например, модификации (специальные цвета)
Например, индивидуальные решения (специальные типоразмеры)


Обзор 1.354

19" лабораторная стойка

19" лаборатор-ная стойка, мобильная	1.356
19" лаборатор-ная стойка, стационарная	1.357
Монтажный рельс	1.358
Рельс крепления кабелей	1.358
С-рельс	1.358
Кабельный органайзер для С-рельса	1.359
19" полки	1.361
Направляющие рельсы	1.361

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА, МОБИЛЬНАЯ



- Допустимая статическая нагрузка 200 кг при положении центра тяжести в центре лабораторной стойки
- Рекомендуемая макс. глубина устанавливаемого оборудования 400 мм


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (в сборе)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" однорамная стойка, сталь, 2 мм, RAL 7035, с системной перфорацией по EIA
2	1	Мобильное основание, алюминий (литье под давлением), RAL 7035
3	2	Поворотный ролик, полиимид, с резиновым покрытием
4	2	Поворотный ролик с фиксатором, полиамид, с резиновым покрытием

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Наименование	Заказ №
19" лабораторная стойка, мобильная, полезная высота 36 U	10117-498
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 50 шт.	21101-809
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 100 шт.	21101-810

01305001



Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ЛАБОРАТОРНАЯ СТОЙКА, СТАЦИОНАРНАЯ




- Модульная конструкция, вертикальные профили следует заказывать отдельно
- Допустимая статическая нагрузка 150 кг при положении центра тяжести в центре лабораторной стойки
- Рекомендуемая макс. глубина установленного оборудования 400 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Основание, сталь, 2 мм, RAL 7035
2	1	Верхняя балка, сталь, 1,5 мм, RAL 7035
4	1	Комплект крепежных деталей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Описание	Поз.	Заказ №
Основание и верхняя балка	1 + 2 + 4	20118-743
Вертикальный профиль (поз. 3) с системной перфорацией EIA, 24 U, RAL 7035, в упаковке 2 шт.		20118-741
Вертикальный профиль (поз. 3) с системной перфорацией EIA, 39 U, RAL 7035, в упаковке 2 шт.		20118-742
Регулируемые ножки допустимая статическая нагрузка 100 кг на ножку, в упаковке 4 шт.		21190-571
Поворотные ролики допустимая статическая нагрузка 150 кг на четыре ролика, диаметр роликов 52 мм, в упаковке 4 шт. (2 поворотных ролика и 2 поворотных ролика с фиксатором)		20118-462
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 50 шт.		21101-809
Комплект крепежных деталей для монтажа 19" оборудования, М6, (винт, шайба, закладная гайка), 100 шт.		21101-810



Технические данные


Полезная высота	h	H
U	мм	мм
24	1067	1164
39	1733	1831

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вертикальные профили необходимо заказывать отдельно

Шкафы – 19" лабораторная стойка

МОНТАЖНЫЙ РЕЛЬС ДЛЯ 19" СТАЦИОНАРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СТОЙКИ



VNT011

- Для 19" стационарной лабораторной стойки, требуются для установки рельс крепления кабелей или направляющих рельс

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	Монтажный рельс без крепежных деталей, сталь 1,5 мм, RAL 7035


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Высота U	Заказ №
Монтажный рельс	24	20118-744
Монтажный рельс	39	20118-745
Комплект крепежных деталей в упаковке	1 комплект	21101-175

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно

РЕЛЬС КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ



LRA45330

- Для крепления и компенсации натяжения кабелей
- Для 19" мобильной лабораторной стойки, для 19" стационарной лабораторной стойки (с использованием монтажных рельсов)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	3	С-рельс, сталь оцинкованная, 1,5 мм
2	2	Угловой соединитель, сталь оцинкованная, 2 мм
3	1	Комплект крепежных деталей


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Заказ №
Рельс крепления кабелей	20118-460

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки на стационарную стойку требуются дополнительные монтажные рельсы (следует заказывать отдельно)

С-РЕЛЬС ДЛЯ 19" СТАЦИОНАРНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СТОЙКИ



VNT007

- Устанавливается справа и слева от 19" уровня на вертикальные профили, для крепления кабельных органайзеров

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2	С-рельс, сталь оцинкованная, 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Высота U	Длина мм	Заказ №
24	1050	20118-461
39	1650	22114-461
Комплект крепежных деталей в упаковке	1 комплект	21101-175

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно
- Не применяется для мобильной 19" лабораторной стойки

Шкафы – 19" лабораторная стойка

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ДЛЯ C-РЕЛЬСА



00507050 00507051 00507052

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	4	Кабельный органайзер, стальной оцинкованный прут 6 мм, с защитой против проворачивания

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	W мм	D мм	Заказ №
Кабельный органайзер для C-рельса	120	45	20118-339
Кабельный органайзер для C-рельса	40	75	20118-554
Кабельный органайзер для C-рельса	95	95	20118-340
Комплект крепежных деталей для 4 кабельных организаторов			21101-596

ПРИМЕЧАНИЕ

- Комплект крепежных деталей следует заказывать отдельно

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ПОЛКА, 1 U



00508012

- Допустимая статическая нагрузка 5 кг
- Монтажная высота 1 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Алюцинк Заказ №	RAL 7035 Заказ №
447	390	20118-781	20118-783
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки			21190-095

19" ПОЛКА, 2 U



00508002

- Допустимая статическая нагрузка 10 кг
- Монтажная высота 2 U

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, 2 U, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
447	238	20118-785
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки		
21190-095		

19" ПОЛКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ГЛУБИНЕ МОНТАЖА, 2 U



00508009

- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
- Монтажная высота 2 U
- Регулируемая глубина установки с шагом 25 мм (мин. выступ спереди 26 мм)

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)


Поз.	Кол-во	Описание
1	1	19" полка, регулируемая по глубине монтажа, сталь 1,5 мм
2	2	Монтажный кронштейн с крепежными деталями, сталь 1,5 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	RAL 7035 Заказ №
430	250	
430	300	20118-790
430	400	20118-791
Крепежный набор для монтажа 19" оборудования (винт, шайба, гайка) для полки		
21190-095		

Шкафы – 19" лабораторная стойка

19" ПОЛКА С ВЫСТУПОМ ВПЕРЕД, 2 U



SZA46423

- Допустимая статическая нагрузка 25 кг
- Монтажная высота 2 U
- Минимальный выступ вперед 168 мм


КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (набор)

Поз.	Кол-во	Описание
1	1	Полка, сталь 1,5 мм, RAL 7035
2	2	Монтажный кронштейн усиленный, сталь 2/2,5 мм, RAL 7035
3	1	Комплект крепежных деталей, с заземлением

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ширина мм	Глубина мм	Заказ №
430	400	20119-257

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС, 40 КГ



DTA44090

- Для 19" мобильной лабораторной стойки, для 19" стационарной лабораторной стойки (с использованием монтажных рельс)
- Допустимая статическая нагрузка 40 кг на пару

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поз.	Кол-во	Описание
1	2 / 10	Направляющие рельсы, сталь цинкованная, 2 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Кол-во	Заказ №
Направляющий рельс, 40 кг	2	20119-080
Направляющий рельс, 40 кг	10	20119-106

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для установки в стационарную стойку требуются дополнительные монтажные рельсы, следует заказывать отдельно, см. на стр. 1.358

North America

Warwick, RI, USA

Tel +1.401.738.1722

San Diego, CA, USA

Tel +1.858.740.2400

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany

Tel +49 7082 794 0

Betschdorf, France

Tel +33 3 88 90 64 90

Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35

Hemel Hempstead,

Great Britain

Tel +44 1442 24 04 71

Lainate, Italy

Tel +39 02 932 714 1

Dubai, United Arab Emirates

Tel +971 4 82 38 666

Bangalore, India

Tel +91 80 6715 8900

Istanbul, Turkey

Tel +90 541 368 0941

Asia Pacific

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943

Singapore

Tel +65 6768 5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/SCHROFF